


Image not found.

Image not found.

|                     |                     |                  |                  |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Program<br>30-12-16 | Start<br>12:03:32   | Stop<br>12:20:27 | S/N<br>ST1-5036  |
| Program<br>134      | Nr procesu<br>00034 |                  | Firmware<br>14.6 |



| Stage | Time [s]       | Step [s] | p [bar] | t [°C] | t teor. [°C] |
|-------|----------------|----------|---------|--------|--------------|
| 0     | Locking door   | 00:00    | 0.00    | 13.2   | 13.2         |
| 1     | Heating up     | 00:01    | 0.02    | 69.0   | 69.0         |
| 2     | Vacuum I       | 04:14    | -0.79   | 100.5  | 100.5        |
| 3     | Steam Pulse I  | 05:54    | 1.06    | 112.5  | 112.5        |
| 4     | Vacuum II      | 06:15    | -0.80   | 110.9  | 110.9        |
| 5     | Steam Pulse II | 06:42    | 1.01    | 118.3  | 118.3        |
| 6     | Vacuum III     | 06:58    | -0.80   | 115.7  | 115.7        |
| 7     | Pressurizing   | 07:29    | 2.11    | 135.1  | 135.1        |
| 8     | Sterilizing    | 08:17    | 2.10    | 135.0  | 134.8        |
| 9     | Depressurizing | 12:19    | -0.43   | 109.1  | 109.1        |
| 10    | Drying         | 13:36    | -0.88   | 108.2  | 108.2        |
| 11    | Equalizing     | 16:37    | -0.08   | 109.1  | 109.1        |

Serialization Complete

|                    |       |
|--------------------|-------|
| TEMP. STERYLIZACJI | 134   |
| Czas               | 04:01 |
| Temperatura min    | 135   |
| Temperatura max    | 135,2 |
| Ciśnienie min      | 2,09  |
| Ciśnienie max      | 2,13  |

Miejsce pasek do kontroli sterylizacji

WYDRUK SPORZĄDZONO 13-03-2017