


Data 27-03-17	Start 09:18:13	Stop 09:21:15	S/N 2017-0023
Program 121	Numer procesu 00004		Firmware 16.5



Stage	Time [s]	Step [s]	p [bar]	t [°C]	t teor. [°C]
0 Locking door	00:00		-0.00	112.4	112.4
1 Heating up	00:01	00:11	-0.01	112.2	112.2
2 Vacuum I	00:13	00:35	-0.80	111.1	111.1
3 Steam Pulse I	00:49	00:10	0.82	114.6	114.6
4 Vacuum II	01:00	00:19	-0.78	113.4	113.4
5 Steam Pulse II	01:20	00:12	0.78	116.1	116.1
6 Vacuum III	01:33	00:25	-0.80	114.2	114.2
7 Pressurizing	01:59	00:30	1.11	123.1	123.1
8 Sterilizing					
9 Depressurizing					
10 Drying					
11 Equalizing	02:30	00:29	-0.06	116.7	116.7

Serialization not Complete

TEMPERATURA STERYLIZACJI 121

Czas -

Temperatura min -

Temperatura max -

Ciśnienie min -

Ciśnienie max -

Miejsce pasek do kontroli sterylizacji